

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Ολικό αίμα

Ενήλικες: 3-5 mL αίματος σε σωληνάριο με K3- EDTA (μωβ πώμα).

Παιδιατρικά: 1,5-3 mL αίματος σε σωληνάριο με K3- EDTA (μωβ πώμα).

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ:

- Αιμολυμένο ή αίμα με πήγμα.
- Αίμα από ασθενείς που είχαν αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών ή stem cells.
- Αίμα από ασθενείς που είχαν μετάγγιση αιμοπεταλίων λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη συλλογή των δειγμάτων.
- Αίμα από ασθενείς που είχαν μετάγγιση πλήρους αίματος λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες πριν από τη συλλογή δειγμάτων.

Συνθήκες αποθήκευσης και αποστολής: Θερμοκρασία δωματίου στους **15-30 °C** έως 24 ώρες. Ψύξη στους **2-8 °C** έως 7 ημέρες. **ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ.**

Τα δείγματα θα πρέπει να παραληφθούν από το Εργαστήριο εντός **24-48 ωρών** από τη συλλογή τους. Συνιστούμε να συμπεριλάβετε παγοκύστες (να μην έρχονται σε απευθείας επαφή με τα δείγματα) όταν στέλνετε σε ζεστό καιρό ή εάν η αποστολή αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από μια νύχτα για να κρατήσει το δείγμα στους 2-8° C.

Συνοδευτικά Αποστολής: Μαζί με το δείγμα αποστέλλεται το παραπεμπτικό και το συνοδευτικό έντυπο που παρέχεται από την εταιρείας μεταφοράς

Διεύθυνση Αποστολής:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (IMBB-ITE)

Μονάδα ΔΙΓΕΝΙΑ

N. Πλαστήρα 95, Βασιλικά Βουτών, TK 70013, Ηράκλειο Κρήτης.

email: precision_medicine@imbb.forth.gr

τηλ.: 2810-391152, 2810 391137, 2810-391409.